



SpeedMill PLUS

Powerful and high efficient homogenizer

快速低溫組織均質儀

快速低溫研磨，搭配不同材質研磨球，應用範圍廣
核酸/蛋白質純化的最佳前處理方案

- 預冷設計搭配碳纖維科技材質，有效抑制樣本升溫
- 均質頻率達50Hz (3000rpm)，均質力強，效率高
- 專利Slot-in 快速安裝設計，上機簡單，省力又安全
- 內建最佳化均質程式，可依樣本種類快速選擇使用
- 體積精巧、威力強大，實驗室空間更具彈性



簡易上機，一次可處理
1-20個檢體，簡單又快速



選配威力均質彈頭研磨組，
可對付一般研磨珠無法處理
之堅硬樣本



提供各種不同的研磨球，
適用各種組織檢體



Biometra Fastblot™

Rapid Semi-dry Blotting

- 半乾式轉漬較濕式轉漬具有節省緩衝液，轉漬時間快速，
操作方便轉漬效果更佳優勢。
- 電極可選白金/不鏽鋼材質或碳電極。台面大小：16 * 20CM，
可一次操作多組轉漬樣品。
- Fastblot內建循環水管路，可連結控溫水槽控溫，當轉漬較大
Size蛋白質 (>100KDa) 可有效降低電極板高溫。
- 建議可搭配Standard Power Pack P25T，具備數位液晶螢幕，
自動計時器，可自動記憶操作設定，薄膜防水按鍵。四組電源輸出，
最大電壓 400V，最大電流 1000 mA，最大功率200W，堅固耐用。



Standard Power
Pack P25T

